

MACHEREY-NAGEL

Мобилни в анализа



PF-3ХПК



ИЛИ

PF-12^{Plus}



Перфектният избор за мобилен анализ

- NANOCOLOR® VARIO Mini+ PF-3ХПК
- NANOCOLOR® VARIO Mini+ PF-12^{Plus}

Купете един комплект и получите

2 броя теста NANOCOLOR®[®] безплатно!



Перфектният избор за мобилен анализ

Термореактор *VARIO Mini*

- Подготовка на 6 броя проби
- Капак със заключване с цел по- безопасна работа
- Гъвкаво захранване с цел мобилно подготвяне на пробите
- Проверка и калибриране с комплект *NANOCOLOR®* USB-T-Set



Фотометър *PF-12^{Plus}*

- Лесна работа и точни резултати
- Здрава и водоустойчива конструкция
- Вграден контрол на мътността (NTU-Проверка)
- Документиране на резултатите според GLP изискванията



Фотометър *PF-3 ХПК*

- Напълно подходящ за мобилен анализ
- Водоустойчив според IP68
- Интуитивно боравене с помощта само на четири бутона
- Лека и здрава конструкция



Може да избирате от следните тестове *NANOCOLOR®*

Алуминий	Хром (общ)	Въглеводороди	Органични к-ни	Нишесте
Амоний	ХПК	Желязо	Кислород	Сулфат
АОХ	Орг. комплексни агенти	Олово	Пероксид	Сулфид
БПК ₅	Мед	Манган	pH	Сулфит
Кадмий	Цианид	Метанол	Фенолен индекс	ПАВ
Карбонатна твърдост (Киселинна способност)	ДЕНА	Молибден	Фосфат	Тиоцианат
Хлорид	Етанол	Никел	РОС	Калай
Хлор/Озон	Флуорид	Нитрат	Калий	ТОС
Хлорен диоксид	Формалдехид	Нитрит	Остатъчна твърдост	ТТС
Хромат	Твърдост	Азот	Сребро	Цинк

За повече информация относно параметрите за PF-3 ХПК и процедурите по анализа се свържете с вашият дистрибутор

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

DE /International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

БГ:

Tel.: +359 02 850 41 00

Тел.: +359 02 850 41 01

E-mail: office@soflab.eu

